

Matériel nécessaire et volumes

- Tissu frais (non fixé)
Merci de ne pas envoyer la totalité du fœtus!
- **Optimal:** Tissu fœtal (par exemple de la peau, du cordon ombilical, du muscle, du tendon d'achille) environ 100 mg, 5 x 5 mm de longueur
- **Possible mais non optimal:** villosités chorales (risque de contamination par des cellules maternelles)
- Sang sur EDTA de la patiente: 5 ml (non centrifugé)

Récipients (une combinaison requise)



Préparation

Analyse sans prise en charge obligatoire par les caisses d'assurance.

En l'absence d'une garantie de prise en charge par l'assurance un paiement préalable est exigé.

- Réalisation au préalable d'un conseil génétique conformément à la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH)
- Remplir le formulaire de demande d'analyse, y compris les informations sur l'indication de l'analyse et les informations cliniques de façon exhaustive
- Remplir le consentement éclairé en vue d'une analyse génétique et la déclaration de prise en charge des coûts. Le document doit être signé par la/le médecin prescripteur de l'analyse et la patiente



Important

En l'absence d'un consentement éclairé signé l'analyse ne sera pas réalisée!

Modalités de prélèvement

- Inscrire sur le tube de prélèvement le nom, prénom et date de naissance de la patiente (au mieux coller une étiquette)
- Laver le produit de fausse couche immédiatement après prélèvement dans un récipient avec du sérum physiologique stérile (solution NaCl à 0.9%) ou une solution de transport pour prélèvement de villosités chorales
- Transférer le produit de fausse couche dans le récipient de transport contenant une solution stérile (solution NaCl à 0.9% ou milieu de transport de villosités chorales)
- Prélèvement de sang veineux sur tube EDTA stérile de la patiente
- Stockage provisoire au réfrigérateur à 4°C avant envoi possible

Envoi

- Prise de rendez-vous téléphonique préalable non obligatoire (sauf cas urgent)
- Nous mettons à disposition le matériel de transport (tube, étuis, enveloppes, formulaire)
- Emballage fiable des échantillons:
 - récipient primaire étanche (si possible tube de prélèvement)
 - récipient secondaire étanche avec suffisamment de papier absorbant (afin de protéger l'emballage extérieur d'éventuelle fuite de l'échantillon)
 - L'emballage extérieur doit être aux normes P650 avec un marquage UN3373
- Merci de nous contacter concernant les modalités de transport
- Sinon nous adresser immédiatement le matériel d'analyse accompagné du formulaire de demande d'analyse par Swiss-Express «Lune»