

Matériel nécessaire et volumes

- Sang veineux périphérique
- Détermination du Rhésus-D fœtale: 10 ml (sans gel)

Récipients



Préparation

- Ne nécessite pas de préparation particulière de la patiente / du patient
- Réalisation au préalable d'un conseil génétique conformément à la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH)
- Remplir le formulaire de demande d'analyse, y compris les informations sur l'indication de l'analyse et les informations cliniques de façon exhaustive
- Remplir le consentement éclairé en vue d'une analyse génétique et la déclaration de prise en charge des coûts.
- Le document doit être signé par la/le médecin prescripteur de l'analyse et la patiente

Modalités de prélèvement

- Inscrire le nom, prénom et date de naissance de la patiente / du patient (au mieux coller une étiquette)
- Prélèvement de sang veineux dans un tube EDTA stérile
- Retourner le tube plusieurs fois immédiatement après prélèvement pour bien mélanger
Ne pas centrifuger!
- Stockage et transport à température ambiante
Ne pas congeler en raison du risque d'hémolyse!

Envoi

- Prise de rendez-vous téléphonique préalable non obligatoire (sauf cas urgent)
- Nous mettons à disposition le matériel de transport (tube, étuis, enveloppes, formulaire)
- Emballage fiable des échantillons:
 - récipient primaire étanche (si possible tube de prélèvement)
 - récipient secondaire étanche avec suffisamment de papier absorbant (afin de protéger l'emballage extérieur d'éventuelle fuite de l'échantillon)
 - L'emballage extérieur
- Envoyez immédiatement le matériel d'analyse, accompagné du formulaire de demande, par courrier A, afin que l'échantillon nous parvienne au laboratoire dans les 48 heures suivant le prélèvement sanguin.